



Saalio®

Moderne Iontophorese gegen Hyperhidrose

- Gleich- und Pulsstrom in einem Gerät
- Metallfreie Graphitelektroden
- Intuitive Bedienung

Saalio®



Das Saalio® ist ein modernes Therapiegerät für die Leitungswasser-Iontophorese sowohl im professionellen Umfeld wie auch für die Heimanwendung. Als Ergebnis langjähriger Erfahrungen garantiert das Saalio® Gerät maximale Sicherheit und eine komfortable Anwendung.

Safety first - Sicherheit im Umgang mit Strom

- Intelligente Steuerungssoftware vermeidet Spannungsspitzen (sog. Weidezauneffekt)
- Keine offenen Elektrodenkontakte oder Metalle

Hautverträglich - keine Metalle oder Zusatzstoffe

- Großflächige und hochleitende Graphitelektroden
- Vlies aus natürlichen Materialien (Baumwolle und Cellulose)

Leistungsstark und vielseitig

- Gleich- und Pulsstrom in einem Gerät
- Max. 30 mA bei 2kOhm Körperwiderstand
- Kombinierbar mit diversen Elektroden

Ergonomisch und modern

- Großes Display mit übersichtlicher Menüstruktur
- Pausen- und Memoryfunktion
- Spezielle Komfortwannen mit Armauflagen

Saalio® Sets



Saalio® DE (Hände & Füße)



Saalio® Set AX (Achseln)



Achseln



Gesicht



Hände & Füße



Saalio® Elektroden (Zubehör)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.saalmann-medical.de