



Saalux® UV-Kamm

Effektive Leistung und modernes Design
in bewährter Saalman® Qualität

SAALMANN®

Saalux® UV-Kamm



Der Saalux® - UV-Kamm ermöglicht eine effektive Therapie durch eine große Bestrahlungsfläche und eine hohe Bestrahlungsintensität. Das sehr geringe Gewicht und das ergonomische Design erleichtern das Handling während der Therapie. Die großflächige und abnehmbare Abdeckung des UV-Strahlers schützt den UV-Kamm inkl. des UV-Strahlers vor Verschmutzung und ist nach der Therapie besonders leicht zu reinigen.

Indikationen

- Psoriasis - Ausführung Schmalband UV-B (311 nm)
- Vitiligo - Ausführung Schmalband UV-B (311 nm)
- Neurodermitis - Ausführung UV-A1 (370 nm max.)

Merkmale

- Leistungsstark - großflächige und gleichmäßige Bestrahlung
- Modernes Gerätedesign - extrem leicht und ergonomisch geformt
- Geschlossene Gehäusekontur mit integriertem transparenten Kammaufsatz
- Praktisch - keine unnötigen Ecken und Spalten für Haare oder Schuppen
- Hygienisch - Kammaufsatz abnehmbar und innen wie außen leicht zu reinigen
- Langlebig - durch massiven und robusten Kammaufsatz
- Zweckmäßig - Timer mit großem Display und UV-Schutzbrille
- Gewährleistung 4 Jahre

Technische Daten

- Abmessungen: 330 x 50 x 50 mm (L x B x H)
- Gewicht UV-Kamm: 165 g
- Bestrahlungsfläche: rd. 120 x 45 mm
- Bestrahlungsstärke: 3,5 mW/cm² (UV-B)
- Ausführungen: UV-B (311 nm), UV-A1 (370 nm max.)
- Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 40 VA

Lieferumfang

Saalux® UV-Kamm UV-B (311 nm)

Art. Nr. 07-02-000-01

Saalux® UV-Kamm UV-A1 (370 nm max.)

Art. Nr. 07-02-000-02

Zubehör: UV-Schutzbrille orange (Personal, Arzt)

Art. Nr. 07-02-019-01



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.saalman-medical.de

Saalman medical GmbH & Co. KG
Südbahnstraße 34
32547 Bad Oeynhausen

Tel. 05731 25450 0
FAX 05731 25450 11

info@saalman-medical.de
www.saalman-medical.de

Zertifiziert: DIN EN ISO 134895

